

Technisches Datenblatt

Produktname
Green Spring SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest (colloidal gold)



Kermeterstrasse 2a
52396 Heimbach
Tel: 02446 911230
Mail: info@mask4life.shop

Produktbild



Produktbeschreibung

- Gesamtsensitivität nach Paul-Ehrlich-Institut: 86,00 %
- 4 in 1: Speichel-, Nasen-, Nasen/Rachen- oder Rachen-Probe möglich
- gelistet beim BfArM AT417/21
- sicher: Spezifität: 100 %, Sensitivität: 98 %
- erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung
- einfache Durchführbarkeit – alles in einer Box
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- erkennt mehrere Mutationen des Virus (z.B. Omikron)
- Anwendung durch medizinisches Fachpersonal

Funktionsbereich

- zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2

Verpackungseinheit

- | | | |
|----------------|-------------|-----------|
| - Masterkarton | 40 x 25 St. | 1.000 St. |
| - Box | 25 Tests | |

Klassifizierung

- In-vitro-Diagnostikum (IVD) CE
- Zolltarif-Nr. 3822000010
- Mindesthaltbarkeit 1 Jahr