

Technisches Datenblatt

Produktname
Longsee SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest



Kermeterstrasse 2a
52396 Heimbach
Tel: 02446 911230
Mail: info@mask4life.shop

Produktbild



Produktbeschreibung

- Gesamtsensitivität nach Paul-Ehrlich-Institut: 100,00 %
- dient dem qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 in menschlichen Proben (in vitro)
- gelistet beim BfArM AT731/21
- schnell und sicher: Spezifität: 99,72 %, Sensitivität: 95,51 %
- erstattungsfähig im Rahmen der Testverordnung
- einfache Durchführbarkeit – alles in einer Box
- Ergebnis innerhalb von 15 Minuten
- erkennt mehrere Mutationen des Virus (z.B. Omikron)
- Anwendung durch medizinisches Fachpersonal

Funktionsbereich

- zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2

Verpackungseinheit

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| - Masterkarton | 28 x 25 St. | 700 St. |
| - Box | 25 Tests | |

Klassifizierung

- In-vitro-Diagnostikum (IVD) CE
- Zolltarif-Nr. 3002150000
- EAN-Innenverpackung 6971875462467
- Mindesthaltbarkeit 1 Jahr